

Testprotokoll

H₂-Atemtest zum Nachweis einer Laktoseintoleranz

Name:

Geburts-Datum:

Körpergewicht:

Datum der Testdurchführung:

Testphase	Auszuführender Schritt	Testzeitpunkt	Uhrzeit
1	Referenzprobe entnehmen (Probenröhrchen 1)	Vor Einnahme der Testlösung	
2	Testlösung trinken	0	
3	2. Atemgasprobe entnehmen (Probenröhrchen 2)	nach 30 Minuten	
	3. Atemgasprobe entnehmen (Probenröhrchen 3)	nach 60 Minuten	
	4. Atemgasprobe entnehmen (Probenröhrchen 4)	nach 120 Minuten	
	5. Atemgasprobe entnehmen (Probenröhrchen 5)	nach 180 Minuten	

Begleitinformationen: (hier bitte Auffälligkeiten während des Testablaufs angeben, wie z.B. das Auftreten von Beschwerden, Blähungen, etc.)



CENTER OF MEDICAL INTEREST